


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Transglutaminasa 2 (Tgm2) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21980

Número de artículo: CM0005489



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la transglutaminasa 2 (TGM2) humana validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal para el estudio de reticulación de proteínas, apoptosis y modificación de cromatina. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra transglutaminasa 2 (TGM2)
Observaciones/Alias	TGC; tTG; G(h); hTG2; TG(C); Transglutaminasa 2 (TGM2)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7052
GeneID	7052
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 438-687 de la transglutaminasa 2 (TGM2) humana (NP_004604.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P21980
Peso proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo