


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Transglutaminasa 2 (Tgm2) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21980

Número de artículo: CM0017608



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra transglutaminasa 2 (TGM2) para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Tiene reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Se usa en estudios de apoptosis, modificación de cromatina y matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Transglutaminasa 2 (TGM2) pAb de conejo
Abreviaturas / Sinónimos	TGC; tTG; G(h); hTG2; TG(C); Transglutaminasa 2 (TGM2)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7052
GeneID	7052
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 299-548 de la transglutaminasa 2 (TGM2) humana (NP_945189.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicaciones	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21980
Peso molecular de la proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo