

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Transcetolasa (Tkt) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P29401

Número de artículo: CM0030874



Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal de conejo contra la Transcetolasa (TKT) humana, validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para estudiar la vía de las pentosas fosfato y los trastornos metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de conejo TKT
Observaciones/Alias	TK; TKT1; SDDHD; HEL107; HEL-S-48; TKT
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7086
ID del Gen	7086
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de la TKT humana (NP_001128527.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29401
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo