

Anticuerpo Policlonal Anti-Translin (Tsn) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15631

Número de artículo: CM0023167



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Translin humano (TSN, C3PO); validado en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata; detecta proteína de ~26 kDa. Ideal para la investigación de translocaciones cromosómicas y RISC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TSN pAb de Conejo
Observaciones/Alias	C3PO; RCHF1; TBRBP; TRSLN; BCLF-1; REHF-1; TSN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7247
GeneID	7247
Inmunógeno	Péptido sintético (un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del TSN humano, NP_004613.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15631
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo