

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Transportin 3 (Tnpo3) Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y5L0

Número de artículo: CM0002275



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el Transportin 3 humano (TNPO3), validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar el transporte nuclear y los mecanismos de infección por el VIH-1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Transportin 3 (TNPO3) Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IPO12, TRNSR, LGMD1F, LGMD2, MTR10A, TRN-SR, TRN-SR2, Transportin 3 (TNPO3)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23534
GeneID	23534
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 824-923 del Transportin 3 humano (Transportin 3 (TNPO3)) (Q9Y5L0).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5L0
Peso Proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo