


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Transtirretina (Ttr) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02766

Número de artículo: CM0015194



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la transtirretina humana (TTR), validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de transporte de hormonas tiroideas e investigación sobre amiloidosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TTR Rabbit pAb
Notas / Alias	CTS; TTN; ATTR; CTS1; PALB; TBPA; HEL111; HsT2651; TTR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7276
GeneID	7276
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-147 de la TTR humana (NP_000362.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02766
Peso de la proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo