

Anticuerpo Policlonal Anti-Trap1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12931

Número de artículo: CM0025890



Introducción

El TRAP1 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal dirigido contra el TRAP1 humano (HSP75, HSP90L). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad humana, de ratón y rata. Ideal para la investigación de chaperonas mitocondriales y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRAP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1; TRAP1
Especie	Humano
ID de Gen	10131
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12931
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo