

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trap1 Para Wb Y Elisa - Q12931

Número de artículo: CM0011147



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo reconoce específicamente TRAP1 humano (HSP75), validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón, por lo que es adecuado para estudios de chaperonas mitocondriales e investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo TRAP1
Observaciones/alias	HSP75, HSP 75, HSP90L, TRAP-1, TRAP1
Especie	Humano
GeneID	10131
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de TRAP1 humano (Q12931)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q12931
Peso de la proteína	80 kDa
Envío	Bolsa de hielo