

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trap1 Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12931

Número de artículo: CM0012712



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TRAP1 validado, detecta HSP75 humano y de ratón. Adecuado para WB, IP, IF, IHC-P, ELISA. Ideal para la investigación de la función mitocondrial y el metabolismo del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRAP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10131
ID de Gen	10131
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 445-704 del TRAP1 humano (NP_057376.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q12931
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo