

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trap1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc - Q12931

Número de artículo: CM0029452



### Introducción

TRAP1 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en humano, ratón, rata. Se dirige a la chaperona mitocondrial TRAP1, involucrada en la función mitocondrial y el metabolismo del cáncer. Ideal para investigación en oncología y estrés celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | TRAP1 Rabbit pAb                                                                                                                                          |
| Observaciones/Alias           | HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1; TRAP1                                                                                                                      |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                                    |
| ID del Gen (Humano)           | 10131                                                                                                                                                     |
| ID del Gen                    | 10131                                                                                                                                                     |
| Inmunógeno                    | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 445-704 de TRAP1 humano (NP_057376.2). |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                                    |
| Categoría                     | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                  |
| Aplicación                    | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                       |
| SWISS                         | Q12931                                                                                                                                                    |
| Peso Molecular de la Proteína | 80kDa                                                                                                                                                     |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                                            |