

Anticuerpo Policlonal Anti-Trappc10 Para Wb, Elisa - P48553

Número de artículo: CM0030642

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TRAPPC10 humano, una subunidad del complejo TRAPP II, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata, adecuado para la investigación del tráfico de Golgi y enfermedades neurológicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRAPPC10 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	EHOC1; GT334; TMEM1; TRS30; EHOC-1; TRS130; NEDMISS; TRAPPC10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7109
GeneID	7109
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de TRAPPC10 humano (NP_003265.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P48553
Peso Proteico	142kDa
Envío	Bolsa de hielo