

Anticuerpo Monoclonal Anti-Trappc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P0Di81

Número de artículo: CM0003156

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra TRAPPC2/Sedlin humano. Validado para western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de transporte vesicular y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRAPPC2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SEDL; SEDT; MIP2A; TRS20; ZNF547L; hYP38334; TRAPPC2P1; TRAPPC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6399
GeneID	6399
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de TRAPPC2 humano (P0Di81)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P0Di81
Peso Proteico	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo