

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trappc2 (Sedl) Para Wb, Elisa - P0Di81

Número de artículo: CM0015992

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TRAPPC2 (SEDL) humano, 16 kDa. Adecuado para Western blot y ELISA. Validado en muestras humanas; el inmunógeno cubre la longitud completa 1-140. Ideal para estudios de transporte vesicular y transcripción.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | TRAPPC2 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | SEDL; SEDT; MIP2A; TRS20; ZNF547L; hYP38334; TRAPPC2P1; TRAPPC2                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| GeneID (humano)     | 6399                                                                                                                               |
| GeneID              | 6399                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de TRAPPC2 humano (NP_055378.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                             |
| SWISS               | P0Di81                                                                                                                             |
| Peso de la proteína | 16 kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |