

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trappc6A Para Wb, If/Icc, Elisa - O75865

Número de artículo: CM0020873



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo TRAPPC6A validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para la investigación de biogénesis de melanomas y transporte vesicular. Abastecimiento integral con CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRAPPC6A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TR533; TRAPPC6A
Especie	Humano
GeneID	79090
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-173 del TRAPPC6A humano (NP_077013.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O75865
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo