

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trappc6B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Sz2

Número de artículo: CM0016118



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TRAPPC6B humana, apto para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Apoya la investigación sobre tráfico intracelular y desarrollo de circuitos neurales tempranos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb anti-TRAPPC6B de conejo
Observaciones/Alias	TPC6, NEDMEBA, TRAPPC6B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	122553
GeneID	122553
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de TRAPPC6B humana (NP_803235.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q86SZ2
Peso de la proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo