

Anticuerpo Monoclonal Anti-Trem1 Para Cf - Q9Np99

Número de artículo: CM0009183



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TREM1 humano (CD354), validado para citometría de flujo. Detecta formas de ~18 kDa y ~26 kDa. Para la investigación de la inmunidad innata, la inflamación y el choque séptico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rabbit anti-Human TREM1 mAb
Observaciones/Alias	CD354; TREM-1
Especie	Humana
GeneID (humano)	54210
GeneID	54210
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-200 de TREM1 humano (NP_061113.1).
Origen	Concejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9NP99
Peso de la proteína	18 kDa/26 kDa
Envío	Bolsa de hielo