

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trem1 Para If/Icc, Elisa - Q9Np99

Número de artículo: CM0019328



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a TREM1 (CD354) humano. Validado para aplicaciones de IF/ICC y ELISA. Proteína de 26 kDa. Ideal para investigación de inmunidad innata y respuesta inflamatoria, incluidos estudios de choque séptico y aterosclerosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TREM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD354; TREM-1; TREM1
Especie	Humano
GeneID (humano)	54210
GeneID	54210
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de TREM1 humano humano (NP_061113.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NP99
Peso de la proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo