

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trex1 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Nsu2

Número de artículo: CM0004784



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TREX1 validado para WB, IP, ELISA en humanos. Se dirige a una exonucleasa de ADN de 33 kDa involucrada en la autoinmunidad y la degradación del ADN de micronúcleos. Herramienta esencial para la investigación de inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TREX1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CRV; AGS1; DRN3; HERNS; RVCLS; TREX1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11277
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-314 de TREX1 humano (Q9NSU2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NSU2
Peso de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo