

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trex1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nsu2

Número de artículo: CM0028136



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo TREX1 validado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Detecta TREX1 en muestras humanas, de ratón y de rata. Se dirige a la exonucleasa 3'-5' TREX1 (Q9NSU2), crucial para la degradación del ADN y la regulación de la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TREX1
Observaciones/Alias	CRV; AGS1; DRN3; HERNS; RVCLS; TREX1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11277
GeneID	11277
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de TREX1 humano (NP_057465.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NSU2
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo