

Anticuerpo Policlonal Anti-Trh Para Wb, If/Icc, Elisa - P20396

Número de artículo: CM0015326

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TRH humana (prohormona liberadora de tirotropina). Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Facilita estudios sobre la secreción de TSH y la biología del folículo piloso.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TRF; Pro-TRH; TRH
Especie	Humano
GeneID (humano)	7200
GeneID	7200
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 143-242 de la TRH humana (NP_009048.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P20396
Peso molecular de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo