

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trhr Para Wb Y Elisa - P34981

Número de artículo: CM0020252



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TRHR de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Dirigido al receptor de hormona liberadora de tirotropina humano (P34981), un GPCR involucrado en la regulación tiroidea. Ideal para aplicaciones de IVD e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRHR Rabbit pAb
Notas/Alias	CHNG7; TRH-R; TRHR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7201
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 320-398 de la TRHR humana (NP_003292.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P34981
Peso proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo