

Anticuerpo Policlonal Anti-Triap1 Para Wb, Elisa - O43715

Número de artículo: CM0027343



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TRIAP1 validado para WB y ELISA, reactivo para humano y ratón. Se dirige al regulador de apoptosis mitocondrial de 9 kDa (p53CSV/WF-1). Ideal para estudios de muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRIAP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WF-1; MDM35; P53CSV; HSPC132; TRIAP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51499
GeneID	51499
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-76 de TRIAP1 humano (NP_057483.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O43715
Peso Molecular	9 kDa
Envío	Bolsa de hielo