


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trib1 Para Wb, Elisa - Q96Ru8

Número de artículo: CM0014166



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta especificidad dirigido a TRIB1 humano para aplicaciones de Western blot y ELISA. Útil para estudios de diferenciación mieloide y degradación de CEBPA. Detecta TRIB1, también conocido como GIG-2/SKIP1, con un peso molecular de 41 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRIB1 Rabbit pAb
Notas/Alias	C8FW; GIG2; TRB1; GIG-2; SKIP1; TRB-1; TRIB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10221
GeneID	10221
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 203-372 de TRIB1 humano (NP_079471.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96RU8
Peso de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo