

Anticuerpo Policlonal Anti-Trib2 Para Wb, Elisa - Q92519

Número de artículo: CM0015440



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TRIB2 humano, validado para western blot y ELISA. Adecuado para muestras humanas y de ratón; se dirige a la pseudocinasa homóloga de Tribbles 2 implicada en la regulación de la señalización de la quinasa MAP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRIB2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	C5FW; TRB2; GS3955; TRIB2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	28951
GeneID	28951
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 del TRIB2 humano (NP_067675.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92519
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo