

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trib3 Para Wb Y Elisa - Q96Ru7

Número de artículo: CM0012081

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a TRIB3 humano. Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Ideal para estudios de apoptosis y respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-TRIB3 de conejo
Observaciones/Alias	NIPK; SINK; TRB3; SKIP3; C20orf97; TRIB3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57761
GeneID	57761
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de TRIB3 humano (Q96RU7)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96RU7
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo