

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trif / Ticam1 Para Wb, Elisa - Q8Iuc6

Número de artículo: CM0016146



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TRIF/TICAM1 humano (aa 180-280). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en inmunidad innata, señalización por TLR y estudios antivirales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRIF / TICAM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TRIF; IIAE6; MyD88-3; PRVTIRB; TICAM-1; TRIF / TICAM1
Especie	Humano
GeneID (humano)	148022
GeneID	148022
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-280 de TRIF / TICAM1 humano (NP_891549.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IUC6
Peso de la proteína	76kDa
Envío	Bolsa de hielo