

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trif/Ticam1 Para Wb, Elisa - Q8Iuc6

Número de artículo: CM0016005



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo basado en tecnología recombinante dirigido contra TRIF/TICAM1 humano (UniProt Q8IUC6). Validado para WB y ELISA, y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización de TLR y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

| Parámetro               | Información                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto     | TRIF/TICAM1 pAb de conejo                                                                                                                                        |
| Observaciones/Sinónimos | TRIF; IIAE6; MyD88-3; PRVTIRB; TICAM-1; TRIF/TICAM1                                                                                                              |
| Especie                 | Humano                                                                                                                                                           |
| ID del gen (humano)     | 148022                                                                                                                                                           |
| ID del gen              | 148022                                                                                                                                                           |
| Inmunógeno              | Proteína recombinante   Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-200 de TRIF/TICAM1 humano (NP_891549.1). |
| Origen                  | Conejo                                                                                                                                                           |
| Categoría               | Anticuerpos policlonales                                                                                                                                         |
| Aplicación              | WB, ELISA                                                                                                                                                        |
| Reactividad cruzada     | Humano, ratón, rata                                                                                                                                              |
| SWISS                   | Q8IUC6                                                                                                                                                           |
| Peso molecular          | 76 kDa                                                                                                                                                           |
| Envío                   | Bolsa de hielo                                                                                                                                                   |