

Anticuerpo Policlonal Anti-Trim17 Para Western Blot Y Elisa - Q9Y577

Número de artículo: CM0020302

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TRIM17 humana (E3 ubiquitina ligasa). Adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para el estudio de la ubiquitinación, la apoptosis neuronal y las rutas de autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRIM17 pAb de conejo
Observaciones/Alias	RBCC; terf; RNF16; TRIM17
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	51127
ID de gen	51127
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 280-477 de la TRIM17 humana (NP_057186.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y577
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo