


Anticuerpo Policlonal Anti-Trim21/Ss-A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P19474

Número de artículo: CM0017799



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TRIM21/SS-A humano (RO52, SSA1, RNF81). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. 54kDa. Ideal para investigación de autoinmunidad y ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRIM21/SS-A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; TRIM21/SS-A
Especie	Humano
GeneID	6737
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19474
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo