


Anticuerpo Policlonal Anti-Trim23 Para Wb, If/Icc, Elisa - P36406

Número de artículo: CM0030403



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TRIM23 humano (ARD1/ARFD1/RNF46), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Apto para estudiar vías de autofagia, ubiquitinación e infección viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRIM23 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ARD1, ARFD1, RNF46, TRIM23
Especie	Humano
GeneID (Humano)	373
GeneID	373
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de TRIM23 humano (NP_001647.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36406
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo