


Anticuerpo Policlonal Anti-Trim24 Para Wb Y Elisa - O15164

Número de artículo: CM0016610



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TRIM24 de alta calidad validado para WB y ELISA. Dirigido contra la TRIM24 humana, un coactivador transcripcional y ligasa E3 de ubiquitina con papeles clave en la respuesta al daño del ADN, la inmunidad innata y el cáncer. Ideal para desarrolladores de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRIM24 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PTC6; TF1A; TIF1; RNF82; TIF1A; hTIF1; TIF1ALPHA; TRIM24
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8805
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 600-820 de la TRIM24 humana (NP_056989.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O15164
Peso de la proteína	117kDa
Envío	Bolsa de hielo