


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trim24 Para Wb, Elisa - O15164

Número de artículo: CM0003170



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo altamente específico contra TRIM24, validado para Western blotting (WB) y ELISA. Detecta TRIM24 de humano, ratón y rata (117 kDa). Ideal para investigación en regulación de la transcripción, respuesta al daño del ADN y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRIM24 Rabbit mAb
Notas/Alias	PTC6; TF1A; TIF1; RNF82; TIF1A; hTIF1; TIF1ALPHA; TRIM24
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8805
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 400-500 de TRIM24 humano (O15164).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15164
Peso de la proteína	117 kDa
Envío	Bolsa de hielo