

Anticuerpo Monoclonal Anti-Trim25 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14258

Número de artículo: CM0010782



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra TRIM25 humano (Q14258), validado para western blot, IHC, IF, IP y ELISA. Ideal para la investigación de la inmunidad innata, la señalización antiviral y la ubiquitinación. Detección fiable de la proteína de 71 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KD] mAb de conejo anti-TRIM25
Observaciones/Alias	EFP; Z147; RNF147; ZNF147
Especie	Humana
GeneID (humano)	7706
GeneID	7706
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 190-379 de TRIM25 humano (NP_005073.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q14258
Peso molecular de la proteína	71 kDa
Envío	Bolsa de hielo