

Anticuerpo Policlonal Anti-Trim25 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14258

Número de artículo: CM0016903



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TRIM25 humano (Q14258), una ligasa E3 de ubiquitina/ISG15 esencial para la inmunidad innata. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización antiviral y del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRIM25 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EFP; Z147; RNF147; ZNF147; TRIM25
Especie	Humano
ID del gen (humano)	7706
ID del gen	7706
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 190-379 de TRIM25 humano (NP_005073.2)
Fuente	Rata
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q14258
Peso de la proteína	71 kDa
Envío	Bolsa de hielo