

Anticuerpo Policlonal Anti-Trim29 Para Wb, Elisa - Q14134

Número de artículo: CM0028330



Introducción

Este anticuerpo policlonal se dirige al TRIM29 humano (ATDC), un regulador clave de la inmunidad innata, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón, ayudando en la investigación de las respuestas a infecciones virales y bacterianas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRIM29 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ATDC; TRIM29
Especie	Humano
GeneID	23650
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 309-588 del TRIM29 humano (NP_036233.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14134
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo