

## Anticuerpo Policlonal Anti-Trim29 Para Wb, Elisa - Q14134

Número de artículo: CM0025008



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TRIM29 humano (ATDC), validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en inmunidad innata y activación de macrófagos.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | TRIM29 Conejo pAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias           | ATDC; TRIM29                                                                                                                          |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                |
| GeneID (Humano)               | 23650                                                                                                                                 |
| GeneID                        | 23650                                                                                                                                 |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 309-588 del TRIM29 humano (NP_036233.2). |
| Fuente                        | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría                     | Anticuerpos Policlonales                                                                                                              |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                   |
| SWISS                         | Q14134                                                                                                                                |
| Peso Molecular de la Proteína | 66kDa                                                                                                                                 |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                        |