


Anticuerpo Policlonal Anti-Trim31 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bzy9

Número de artículo: CM0014909



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TRIM31, una ligasa de ubiquitina E3 que regula la respuesta inmune antiviral y la inflamación. Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada humana y de ratón. Ideal para la investigación de la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRIM31 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RNF; HCG1; HCGI; C6orf13; TRIM31
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	11074
ID de Gen	11074
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 186-425 del TRIM31 humano (NP_008959.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BZY9
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo