

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trim32 Para Wb, Elisa - Q13049

Número de artículo: CM0026044



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TRIM32 (ligasa E3 de ubiquitina) para WB, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Ideal para estudiar inmunidad innata, autofagia y distrofia muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	TRIM32 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HT2A; BBS11; TATIP; LGMD2H; LGMDR8; TRIM32
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	22954
ID del Gen	22954
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de TRIM32 humano (NP_036342.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13049
Peso Molecular de la Proteína	72kDa
Envío	Bolsa de hielo