

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trim38 Para Wb Y Elisa - 000635

Número de artículo: CM0028646

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TRIM38 humano, adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Efectivo para estudiar respuestas inmunitarias innatas y vías de ubiquitina-proteasoma. El inmunógeno corresponde a los aminoácidos 266-465 del TRIM38 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRIM38 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RNF15; RORET; TRIM38
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	10475
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 266-465 del TRIM38 humano (NP_006346.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	000635
Peso Molecular de la Proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo