

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trim39 Para Wb, Elisa - Q9Hcm9

Número de artículo: CM0027402



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo TRIM39 validado para WB y ELISA. Detecta TRIM39 humano, una ligasa E3 de ubiquitina involucrada en apoptosis, regulación del ciclo celular y señalización de NF- κ B. Ideal para investigación en cáncer y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo TRIM39
Observaciones/Alias	TFP, RNF23, TRIM39B, TRIM39
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56658
GeneID	56658
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de TRIM39 humano (NP_067076.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9HCM9
Peso proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo