

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Trim45 Para If/Icc Y Elisa - Q9H8W5

Número de artículo: CM0018216



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra TRIM45 humano (RNF99). Validado para IF/ICC y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón. El objetivo cumple un papel clave en la respuesta inflamatoria y las vías de ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRIM45 Rabbit pAb
Notas/Alias	RNF99; TRIM45
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80263
GeneID	80263
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-400 de TRIM45 humano (NP_001139107.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9H8W5
Peso Molecular	64kDa
Envío	Bolsa de hielo