

Anticuerpo Policlonal Anti-Trim59 Para Wb, Elisa - Q8Iwr1

Número de artículo: CM0013000

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TRIM59 humano (TSBF1/RNF104), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la ubiquitinación asociada al RE, la inmunidad innata y las vías de autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRIM59 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRF1; TSBF1; IFT80L; RNF104; TRIM57; TRIM59
Especie	Humano
GeneID (Humano)	286827
GeneID	286827
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-330 de TRIM59 humano (NP_775107.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IWR1
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo