

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trim60 Para Wb Y Elisa - Q495X7

Número de artículo: CM0021671

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TRIM60 validado para WB y ELISA. Detecta TRIM60, una ligasa de SUMO-proteína E3 que regula la señalización de NF-κB mediante la SUMOilación de TAB2. Reactividad cruzada con ratón. 55 kDa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo anti-TRIM60                                                                                                         |
| Observaciones/Alias | RNF33; RNF129; TRIM60                                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 166655                                                                                                                            |
| GeneID              | 166655                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de TRIM60 humano (NP_689833.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                                                                                             |
| SWISS               | Q495X7                                                                                                                            |
| Peso de la proteína | 55 kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |