

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trim62 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bvg3

Número de artículo: CM0023961

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TRIM62 humano (DEAR1), una ligasa de ubiquitina E3 en la inmunidad antifúngica. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRIM62 Conejo pAb
Observaciones/Alíase	DEAR1; TRIM62
Especie	Humano
ID de Gen	55223
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-280 del TRIM62 humano (NP_060677.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BVG3
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo