

Anticuerpo Policlonal Anti-Trim63 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969Q1

Número de artículo: CM0026969



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TRIM63 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta TRIM63 humano, de ratón y de rata, una E3 ubiquitina ligasa específica de músculo involucrada en la degradación de proteínas y la atrofia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRIM63 pAb de conejo
Observaciones/Alias	IRF; SMRZ; MURF1; MURF2; RNF28; TRIM63
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84676
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 253-353 de TRIM63 humano (NP_115977.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q969Q1
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo