


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trim66 Para Wb - O15016

Número de artículo: CM0024176



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TRIM66 humano (TIF1D, TIF1DELTA). Adecuado para WB y ELISA. Se dirige a un represor de la transcripción nuclear con motivos de bromodominio y dedos de zinc. O15016.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRIM66 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TIF1D; C11orf29; TIF1DELTA; TRIM66
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9866
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 750-970 de TRIM66 humano (NP_055633.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O15016
Peso Proteico	149kDa
Envío	Bolsa de hielo