


Anticuerpo Policlonal Anti-Trim69 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86Wt6

Número de artículo: CM0030420



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TRIM69 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta TRIM69 endógeno en muestras humanas y de ratón. Adecuado para investigación en ubiquitinación, inmunidad antiviral y dinámica del centrosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRIM69 Conejo pAb
Observaciones/Alias	Trif; HSD34; RNF36; HSD-34; TRIM69
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	140691
ID del Gen	140691
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-341 de TRIM69 humano (NP_542783.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q86WT6
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo