

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trim72 Para Wb, Elisa - Q1Xh17

Número de artículo: CM0022674



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TRIM72 (MG53), una ligasa E3 de ubiquitina específica de músculo involucrada en la reparación de membranas. Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación de músculo esquelético y cardíaco.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRIM72 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MG53; TRIM72
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	493829
GeneID	434246
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 del TRIM72 de ratón (NP_001073401.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q1XH17
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo