

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trimetil-Histona H3-K9 (Q16695/P68431) Para Epigenética

Número de artículo: CM0000400



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TriMetil-Histona H3-K9 validado para WB, ChIP-seq, CUT&Tag, DB, IF/ICC y ELISA. Detecta la histona H3 trimetilada en la lisina 9 en humanos, ratones, ratas y otras especies. Adecuado para estudios de cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TriMetil-Histona H3-K9 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histona H3; HIST1H3A; TriMetil-Histona H3-K9
Especie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido trimetilado sintético alrededor de la K9 de la histona H3 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, DB, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo