

Anticuerpo Policlonal Anti-Trip10 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15642

Número de artículo: CM0025578



Introducción

Anticuerpo anti-TRIP10 policlonal de conejo de alta calidad validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para estudiar endocitosis, citoesqueleto de actina e investigación de translocación de GLUT4.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRIP10 Ac. Policlonal de Conejo
Observaciones/Alias	STP; CIP4; HSTP; STOT; TRIP-10; TRIP10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9322
GeneID	9322
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene los a.a. 246-545 del TRIP10 humano)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15642
Peso Molecular de la Proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo